


Anticuerpo Policlonal Anti-Wt1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P19544

Número de artículo: CM0015445



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el WT1 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de regulación de la transcripción y biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WT1 Rabbit pAb
Notas/Alias	GUD; AWT1; WAGR; WT-1; WT33; NPHS4; WIT-2; WT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7490
GeneID	7490
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-302 de WT1 humano (NP_001185480.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19544
Peso Molecular	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo