


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Wt1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P19544

Número de artículo: CM0005541



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo WT1 (P19544) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce la proteína WT1 humana, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinante. Adecuado para estudios del desarrollo urogenital y de supresores tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo WT1
Observaciones/Alias	GUD; AWT1; WAGR; WT-1; WT33; NPHS4; WIT-2; WT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7490
GeneID	7490
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-250 de WT1 humano (P19544).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19544
Peso Molecular de la Proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo