


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wt1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P19544

Número de artículo: CM0021473



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-WT1 para WB, IF/ICC y ELISA, reactivo en humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína del tumor de Wilms, un factor de transcripción clave en el desarrollo urogenital y la tumorigénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GUD; AWT1; WAGR; WT-1; WT33; NPHS4; WIT-2; WT1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7490
ID de Gen	7490
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-302 del WT1 humano (NP_001185480.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19544
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo