

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wwc1 (Kibra) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ix03

Número de artículo: CM0022480



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra WWC1 (KIBRA) humano, validado en WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras de humano, ratón y rata, adecuado para la investigación sobre la señalización Hippo y la cognición.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WWC1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	KIBRA; HBEBP3; HBEBP36; MEMRYQTL; PPP1R168; WWC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23286
GeneID	23286
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 290-426 de WWC1 humano (NP_056053.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IX03
Peso Proteico	125kDa
Envío	Bolsa de hielo