

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wwc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Awc2

Número de artículo: CM0020710

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo purificado por afinidad dirigido a la proteína humana WWC2 (BOMB), validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta WWC2 humano, de ratón y de rata, un regulador de la vía de Hippo. Enviado sobre hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WWC2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BOMB; WWC2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	80014
ID de Gen	80014
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 160-430 de la WWC2 humana (NP_079225.5)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6AWC2
Peso Proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo