


Anticuerpo Policlonal Anti-Wwox Para Wb, Elisa - Q9Nzc7

Número de artículo: CM0015406



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra WWOX humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Dirigido contra la oxidorreductasa que contiene el dominio WW, un supresor tumoral implicado en la apoptosis y la señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	WWOX Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FOR; WOX1; DEE28; EIEE28; FRA16D; SCAR12; HHCMA56; PRO0128; SDR41C1; D16S432E; WWOX
Especie	Humano
GeneID (humano)	51741
GeneID	51741
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9NZC7
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo