


Anticuerpo Policlonico Anti-Wwox Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzc7

Número de artículo: CM0016815



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a WWOX humano (Q9NZC7), un supresor tumoral y oxidorreductasa implicado en la apoptosis y la vía de señalización Wnt. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón. Peso molecular: 47kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WWOX Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FOR; WOX1; DEE28; EIEE28; FRA16D; SCAR12; HHCMA56; PRO0128; SDR41C1; D16S432E; WWOX
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51741
GeneID	51741
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de WWOX humano (NP_057457.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NZC7
Peso de la Proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo