


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wwp1 Para Wb, Elisa - Q9H0M0

Número de artículo: CM0028114



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra WWP1, una ligasa de ubiquitina-proteína E3 tipo NEDD4 implicada en la ubiquitinación y la degradación proteasómica. Adecuado para WB y ELISA, reacciona con muestras de humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	WWP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AIP5; Tiul1; hSDRP1; WWP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11059
GeneID	11059
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 del WWP1 humano (NP_008944.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H0M0
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo