

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Wwp2 Para Wb Y Elisa - 000308

Número de artículo: CM0024031



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo WWP2 validado para WB y ELISA. Se dirige a WWP2 humano (E3 ubiquitin-proteína ligasa similar a NEDD4), un regulador clave de la ubiquitinación y la degradación proteasomal en células madre y linfocitos T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	WWP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AIP2, WWp2-like, WWP2
Especie	Humano
ID del gen	11060 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 151-400 de WWP2 humano (NP_001257383.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O00308
Peso de la proteína	99kDa
Envío	Bolsa de hielo