

Anticuerpo Monoclonal Anti-Xantina Deshidrogenasa/Oxidasa (Xdh) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P47989

Número de artículo: CM0007100



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Xantina Deshidrogenasa/Oxidasa (XDH) humana, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios sobre el metabolismo de las purinas y la generación de ROS.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Xantina Oxidasa (XDH) PolymAb® de Conejo
Observaciones/Alias	XO; XOR; XAN1
Especie	Humano
GeneID (humano)	7498
GeneID	7498
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1000-1100 de la Xantina Oxidasa humana (XDH). (NP_000370.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P47989
Peso Proteico	146kDa
Envío	Bolsa de hielo