


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Xantina Oxidasa (Xdh) Para Wb - P47989

Número de artículo: CM0004239



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta dirigido a la Xantina Oxidasa humana (XDH), validado para WB, IHC, IF y ELISA. Ideal para estudios de metabolismo de purinas y especies reactivas del oxígeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Xantina Oxidasa (XDH)
Notas / Alias	XO; XOR; XAN1; Xantina Oxidasa (XDH)
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7498
ID del gen	7498
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 202-293 de la Xantina Oxidasa humana (XDH) (P47989)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P47989
Peso de la proteína	146kDa
Envío	Bolsa de hielo