

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Xantina Oxidasa (Xdh) Para Wb Y Elisa - P47989

Número de artículo: CM0013590



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la Xantina Oxidasa (XDH) humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el metabolismo de las purinas y el estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo contra Xantina Oxidasa (XDH)
Observaciones/Alias	XO; XOR; XAN1; Xantina Oxidasa (XDH)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7498
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 985-1084 de la Xantina Oxidasa (XDH) humana (NP_000370.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P47989
Peso Proteico	146kDa
Envío	Bolsa de hielo