

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Xbp-1S Para Wb, Chip Y Elisa - P17861-2

Número de artículo: CM0009132

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-XBP-1s validado para WB, CHIP y ELISA. Presenta reactividad cruzada con XBP-1s humano y murino. Ideal para investigación sobre estrés del RE, UPR y cáncer. - P17861-2

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-XBP-1s
Observaciones/alias	XBP2; TREB5; XBP-1; TREB-5
Especie	Humano
ID del gen (humano)	7494
ID del gen	7494
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 188-287 de XBP-1s humano (NP_001073007.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, CHIP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P17861-2
Peso molecular	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo