

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Xcp1 Para Wb Y Elisa - B6Tic7

Número de artículo: CM0024196

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra XCP1 de maíz (cisteína proteasa 5) para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Reconoce a XCP1 de maíz, con un peso molecular predicho de 71 kDa, ideal para la investigación de proteasas vegetales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	XCP1 pAb de conejo
Notas / Alias	IDP105, GRMZM2G066326, XCP1, Cysteine protease5
Especie	Maíz
GeneID	100283433
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 157-377 de XCP1 de maíz (NP_001149806.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Maíz
SWISS	B6TIC7
Peso molecular de la proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo