


Anticuerpo Policlonal Anti-Xcr1 Para Ihc-P Y Elisa - P46094

Número de artículo: CM0020330



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-humano XCR1, validado para IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada en rata. Se dirige al receptor 1 de quimiocina XC (receptor de linfotactina) involucrado en la señalización de quimiocinas. Adecuado para aplicaciones de inmunodetección.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	XCR1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GPR5; CCXCR1; XCR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2829
GeneID	2829
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de XCR1 humano (NP_001019815.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P46094
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo