


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Xiap (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - P98170

Número de artículo: CM0002253



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO dirigido contra XIAP humano (BIRC4/IAP3), con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para Western blot y ELISA para estudiar apoptosis, señalización de NF-kB y vías de ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] XIAP Anticuerpo monoclonal de conejo
Observaciones/Alias	API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; AP
Especies	Humano
GeneID (Humano)	331
GeneID	331
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de XIAP humano (NP_001158.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P98170
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo