


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Xiap Para Wb, If/Icc, Elisa - P98170

Número de artículo: CM0018707



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína XIAP humana (proteína inhibidora de la apoptosis ligada al cromosoma X). Validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. PM ~57kDa. Para estudios de apoptosis, señalización de NF-κB y ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	XIAP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; XIAP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	331
GeneID	331
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la XIAP humana (NP_001158.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P98170
Peso de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo