

Anticuerpo Policlonal Anti-Xk Para Wb, If/Icc, Elisa - P51811

Número de artículo: CM0017966

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra XK (XKR1, antígeno Kx). Adecuado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA en humano, ratón y rata. Investigue la función de la proteína adaptadora de la membrana del retículo endoplásmico y el reclutamiento de VPS13A.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	XK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KX; NA; NAC; X1k; XKR1; XK
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7504
ID de Gen	7504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 59-138 del XK humano (NP_066569.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51811
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo