


Anticuerpo Policlonal Anti-Xpc De Conejo Para Wb - Q01831

Número de artículo: CM0024964



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína humana XPC (XP3/RAD4/p125). Validado para Western blot, IHC-P, IP y ELISA. Ideal para estudios de reparación por escisión de nucleótidos y coactivación de la transcripción. SWISS: Q01831.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-XPC
Observaciones/Alias	XP3; RAD4; XPCC; p125; XPC
Especie	Humano
ID del Gen	7508
Inmunógeno	Proteína recombinante que contiene los aminoácidos 700-940 de la XPC humana (NP_004619.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q01831
Peso Proteico	106kDa
Envío	Bolsa de hielo