


Anticuerpo Policlonal Anti-Xpd/Ercc2 Para Wb, Elisa - P18074

Número de artículo: CM0013103



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-XPD/ERCC2 de alta calidad, validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar los mecanismos de reparación del ADN y la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	XPD/ERCC2 Rabbit pAb
Observaciones/alias	EM9; TTD; XPD; TTD1; COFS2; TFIIH; XPD/ERCC2
Especie	Humana
GeneID (humano)	2068
GeneID	2068
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de XPD/ERCC2 humano (NP_001124339.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P18074
Peso de la proteína	87 kDa
Envío	Bolsa de hielo