


Anticuerpo Policlonal Anti-Xpnpep1 Para Wb, Elisa - Q9Nqw7

Número de artículo: CM0013806



Introducción

El pAb de conejo contra XPNPEP1 es un anticuerpo policlonal dirigido contra la aminopeptidasa 1 de Xaa-Pro humana, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con el ratón y detecta una proteína citosólica de 70 kDa implicada en la degradación de péptidos y el metabolismo de la bradicinina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra XPNPEP1
Observaciones/alias	APP1; SAMP; XPNPEP; XPNPEPL; XPNPEPL1; XPNPEP1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	7511
ID del gen	7511
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 44-240 de XPNPEP1 humana (NP_065116.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	Q9NQW7
Peso de la proteína	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo