

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Xpnpep2 Para Wb Y Elisa - O43895

Número de artículo: CM0013819

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra XPNPEP2 (X-Pro aminopeptidasa 2). Adecuado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humanos, ratones y ratas. Generado contra el ectodominio recombinante (aa 22-240). Útil para investigaciones sobre el metabolismo de la bradicinina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	XPNPEP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APP2; AEACEI; XPNPEP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7512
GeneID	7512
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-240 de la XPNPEP2 humana (NP_003390.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43895
Peso molecular de la proteína	76kDa
Envío	Bolsa de hielo