

Anticuerpo Policlonal Anti-Xpnpep3 (Conejo) Para Wb, Elisa - Q9Nqh7

Número de artículo: CM0020429



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra XPNPEP3 humano (aminopeptidasa 3 Xaa-Pro), validado para WB y ELISA. Detecta XPNPEP3 humano y de ratón; adecuado para investigación de peptidasa mitocondrial y señalización de TNF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	XPNPEP3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	XPNPEP3; APP3; ICP55; NPHPL1; X-prolil aminopeptidasa 3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	63929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-230 de XPNPEP3 humano (NP_071381.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NQH7
Peso Proteico	31kDa/32kDa/48kDa/54kDa/57kDa
Envío	Bolsa de hielo