

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Xpnpep3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqh7

Número de artículo: CM0014980



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra XPNPEP3 (APP3). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; detecta humano, ratón, rata. Para investigación sobre aminopeptidasa mitocondrial, señalización de TNF y nefronoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	XPNPEP3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	APP3; ICP55; NPHPL1; XPNPEP3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	63929
ID del Gen	63929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de XPNPEP3 humano (NP_071381.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQH7
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo