

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Xpo6 Para Wb Y Elisa - Q96Qu8

Número de artículo: CM0024204

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra XPO6 humano (Exportina-6 / EXP6 / RANBP20), validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta XPO6 humano y de ratón. Adecuado para la investigación del transporte nucleocitoplásmico y la dinámica de la actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	XPO6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	XPO6; EXP6; RANBP20; exportina-6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5159
ID de Gen	23214
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 116-216 del XPO6 humano (NP_055986.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96QU8
Peso Proteico	127kDa/128kDa
Envío	Bolsa de hielo