

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Xpot Para Wb, Elisa - O43592

Número de artículo: CM0014396

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la exportina-T (XPOT/XPO3) para Western blot y ELISA. Reacciona con XPOT humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar los mecanismos de transporte de exportación nuclear del ARNt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	XPOT pAb de conejo
Observaciones/Alias	XPO3; XPOT
Especie	Humana
GeneID (humano)	11260
GeneID	11260
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de XPOT humano (NP_009166.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	O43592
Peso molecular de la proteína	110 kDa
Envío	Bolsa de hielo