


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Xrcc1 Para Wb, Elisa - P18887

Número de artículo: CM0011386



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra XRCC1, validado para WB y ELISA. Detecta XRCC1 de humano, ratón y rata, una proteína andamiaje clave en la reparación de roturas simples de ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	XRCC1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RCC; SCAR26; XRCC1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7515
ID del gen	7515
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18887
Peso de la proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo