

Anticuerpo Policlonal Anti-Xrcc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43543

Número de artículo: CM0022321



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra XRCC2 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de reparación del ADN y recombinación homóloga.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	XRCC2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	FANCU; POF17; SPGF50; XRCC2
Especies	Humano
GeneID (Humano)	7516
GeneID	7516
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-83 de XRCC2 humano (NP_005422.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43543
Peso proteico	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo