

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Xrcc3 Para Wb Y Elisa - O43542

Número de artículo: CM0019994



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra XRCC3 humano, una proteína clave de reparación del ADN. Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Ideal para la investigación de la recombinación homóloga y la estabilidad genómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	XRCC3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CMM6; XRCC3
Especie	Humana
ID del gen (humano)	7517
ID del gen	7517
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 62-346 de XRCC3 humano (NP_001093588.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O43542
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo