


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Y14/Rbm8A Para Wb, Elisa - Q9Y5S9

Número de artículo: CM0002514



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Y14/RBM8A humano, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar el complejo de unión de exones (EJC), el empalme de pre-mRNA y las vías de degradación de mRNA mediada por sin sentido.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Y14/RBM8A mAb de Conejo
Observaciones/Alias	TAR; Y14; RBM8; ZNRP; RBM8B; ZRNP1; BOV-1A; BOV-1B; BOV-1C; MDS014; DEL1q21.1; C1DELq21.1; Y14/RBM8A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9939
GeneID	9939
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del Y14/RBM8A humano (Q9Y5S9).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5S9
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo