

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Yap1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46937

Número de artículo: CM0003472



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-YAP1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Coactivador transcripcional clave en la vía Hippo, control del tamaño de órganos y supresión tumoral. Inmunógeno de proteína recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] YAP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	YAP, YKI, COB1, YAP2, YAP-1, YAP65, P1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10413
GeneID	10413
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 155-504 de YAP1 humano (NP_001123617.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46937
Peso de la proteína	36 kDa-54 kDa
Envío	Bolsa de hielo