


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Yap1 Para Wb - P46937

Número de artículo: CM0006312



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra YAP1 (validado por KO) para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA y ChIP. Detecta YAP1 de humano, ratón y rata. Se dirige a los aminoácidos 155-504. Ideal para estudios de señalización Hippo, control del tamaño de órganos y supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] YAP1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; P1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10413
GeneID	10413
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 155-504 de YAP1 humano (NP_001123617.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46937
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo