

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Yap1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46937

Número de artículo: CM0014490



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a YAP1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Reconoce el coactivador transcripcional de la vía Hippo YAP1 (P46937). Ideal para investigación de señalización celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	YAP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; YAP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10413
GeneID	10413
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 155-504 de YAP1 humano (NP_001123617.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46937
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo