

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Yap1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46937

Número de artículo: CM0018442



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra YAP1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Ideal para la investigación de la señalización Hippo y el cáncer.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del Producto	YAP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; YAP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10413
ID de Gen	10413
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 155-504 de YAP1 humano (NP_001123617.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P46937
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo