


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Yars Para Wb, Ip, Elisa - P54577

Número de artículo: CM0028740



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Ligasa de tirosina--tRNA (YARS) validado para WB, IP, ELISA en humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de aminoacil-tRNA sintetetasas, síntesis de proteínas y regulación de PARP1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	YARS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	YRS; YTS; YARS; TYRRS; CMTDIC; IMNEPD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8565
GeneID	8565
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de YARS humano (NP_003671.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P54577
Peso Proteico	59kDa
Envío	Bolsa de hielo