


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Yb-1/Ybx1 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P67809

Número de artículo: CM0011873



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra YB-1/YBX1. Adecuado para WB, IP, IF, IHC, ELISA. Detecta YB-1 de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de procesamiento de ARN, regulación transcripcional y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	YB-1/YBX1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	YB1; BP-8; CSDB; DBPB; YB-1; CBF-A; CSDA2; EFI-A; NSEP1; NSEP-1; MDR-NF1; YB-1/YBX1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4904
ID del gen	4904
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 225-324 de YB-1/YBX1 humano (P67809).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P67809
Peso de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo