


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Yb-1/Ybx1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P67809

Número de artículo: CM0025845



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo YB-1/YBX1 validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona con la proteína YB-1/YBX1 humana, de ratón y de rata (36kDa). Ideal para estudiar la estabilidad del mRNA, el splicing y la biología de los exosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	YB-1/YBX1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	YB1; BP-8; CSDB; DBPB; YB-1; CBF-A; CSDA2; EFI-A; NSEP1; NSEP-1; MDR-NF1; YB-1/YBX1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4904
GeneID	4904
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de YB-1/YBX1 humano (NP_004550.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P67809
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo