


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Yb-1/Ybx1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P67809

Número de artículo: CM0030076



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra YB-1/YBX1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en transcripción, biología del ARN y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo YB-1/YBX1
Observaciones/Alias	YB1; BP-8; CSDB; DBPB; YB-1; CBF-A; CSDA2; EFI-A; NSEP1; NSEP-1; MDR-NF1; YB-1/YBX1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4904
GeneID	4904
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-55 de YB-1/YBX1 humano (NP_004550.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P67809
Peso proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo