

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ybey Para Wb Y Elisa - P58557

Número de artículo: CM0022768

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la endorribonucleasa YBEY humana, validado para Western blot y ELISA con reactividad cruzada a rata, ideal para investigación de maduración de rRNA y nucleolar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo YBEY
Observaciones/Alias	C21orf57
Especie	Humano
GeneID	54059
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 68-167 de YBEY humano (NP_478061.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P58557
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo