


Anticuerpo Policlonal Anti-Yeats4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95619

Número de artículo: CM0026623



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra YEATS4 humano (GAS41), un lector de cromatina en el complejo NuA4. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta YEATS4 humano, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	YEATS4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	YAF9; GAS41; NUBI-1; 4930573H17Rik; B230215M10Rik; YEATS4
Especie	Humano
GeneID (humano)	8089
GeneID	8089
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-227 de YEATS4 humano (NP_006521.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95619
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo