

Anticuerpo Monoclonal Anti-Yipf6 Para Wb, Elisa - Q8Br70

Número de artículo: CM0011723

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-Yipf6 validado para WB y ELISA contra la proteína YIPF6 de ratón, una proteína de membrana del aparato de Golgi implicada en la estabilidad de YIPF1 y YIPF2. Adecuado para investigación de IVD y desarrollo de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Yipf6 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	A430107J06Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	286451
GeneID	77929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-83 de Yipf6 de ratón (NP_997516.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q8BR70
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo