

Anticuerpo Policlonal Anti-Yipf7 Para Wb Y Elisa - Q8N8F6

Número de artículo: CM0020363

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra YIPF7 humano (FinGER9, miembro 7 de la familia YIP1). Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada a rata. Ideal para investigación de tráfico Golgi/RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	YIPF7 Conejo pAb
Observaciones/Alias	FinGER9; YIPF7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	285525
GeneID	285525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 de YIPF7 humano (NP_872398.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q8N8F6
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo