


Anticuerpo Policlonal Anti-Ykl-40/Chi3L1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q61362

Número de artículo: CM0028504



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra YKL-40/CHI3L1 de ratón (CHI3L1; BRP39; GP39). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano. Participa en la inflamación, la remodelación tisular y las respuestas antimicrobianas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	YKL-40/CHI3L1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39
Especie	Ratón
GeneID (humano)	1116
GeneID	12654
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-389 de YKL-40/CHI3L1 de ratón (NP_031721.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q61362
Peso Proteico	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo