

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ykl-40/Chi3L1 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P36222

Número de artículo: CM0003455



Introducción

mAb de Conejo YKL-40/CHI3L1 (recombinante) para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Específico para YKL-40 humano, reacciona cruzadamente con ratón, rata. Ideal para investigación sobre inflamación, remodelación tisular y biomarcadores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo YKL-40/CHI3L1
Observaciones/Alias	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
Especie	Humano
GeneID	1116 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 284-383 del YKL-40/CHI3L1 humano (NP_001267.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36222
Peso Proteico	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo