


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ykl-40/Chi3L1 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q61362

Número de artículo: CM0011075



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-YKL-40/CHI3L1 validado para muestras de ratón en WB, IP, IHC-P, ELISA. Se dirige a la proteína 1 similar a la quitinasa-3 (CHI3L1/BRP39), que participa en la remodelación tisular y la inflamación Th2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra YKL-40/CHI3L1
Abreviaturas/Alias	Gp39; Brp39; Chil1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	1116
GeneID (Ratón)	12654
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-389 de Chi3l1 de ratón (NP_031721.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q61362
Peso de la proteína	43 kDa/44 kDa
Envío	Bolsa de hielo