

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ykl-40/Chi3L1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36222

Número de artículo: CM0030030



Introducción

pAb de conejo YKL-40/CHI3L1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce CHI3L1 humano, de ratón y de rata, una lectina de 43 kDa implicada en la inflamación y el remodelamiento tisular. Ideal para investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo YKL-40/CHI3L1
Observaciones/Alias	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1116
GeneID	1116
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-383 de YKL-40/CHI3L1 (NP_001267.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36222
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo