

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Yme1L1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ta2

Número de artículo: CM0009890

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo YME1L1 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta YME1L1 humano, una metaloproteasa de zinc dependiente de ATP que regula la morfología mitocondrial, el control de calidad de las proteínas y la adaptación al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	YME1L1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	FTSH; MEG4; PAMP; OPA11; YME1L
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10730
ID de Gen	10730
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 580-773 de YME1L1 humano (NP_647473.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96TA2
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo