

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Yme1L1 Para Wb, Elisa - Q96Ta2

Número de artículo: CM0016611

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo YME1L1 diseñado para WB y ELISA, que reconoce el YME1L1 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigar la proteostasis y morfología mitocondrial. Este anticuerpo se dirige a la región N-terminal del YME1L1 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	YME1L1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FTSH; MEG4; PAMP; OPA11; YME1L; YME1L1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10730
GeneID	10730
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 del YME1L1 humano (NP_055078.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96TA2
Peso Proteico	86kDa
Envío	Bolsa de hielo