


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Yod1 (Wb, Elisa) - Q5Vvq6

Número de artículo: CM0006289



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-YOD1 validado para Western blotting (WB) y ELISA. Detecta YOD1 humano, una deubiquitinasa implicada en la degradación asociada al retículo endoplasmático (ERAD) y la autofagia. Anticuerpo monoclonal derivado de conejo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	YOD1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DUBA8; OTUD2; PRO0907; YOD1
Especie	Humano
GeneID	55432
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 249-348 del YOD1 humano (NP_061036.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q5VVQ6
Peso Proteico	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo