

Anticuerpo Policlonal Anti-Ypel3 Para Wb, Elisa - P61236

Número de artículo: CM0024345

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra YPEL3 humano, validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de apoptosis y proliferación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	YPEL3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	YPEL3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	83719
ID del Gen	83719
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-119 de YPEL3 humano (NP_001138996.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P61236
Peso de la Proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo